



## GL 50 evo mmol/L Blutzuckermessgerät

Elektronisches Tagebuch via App und PC-Software

Klartext-Display mit selbsterklärender Benutzerführung  
(Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch)

Easy to use: breite Teststreifen, einfache Messwertmarkierung für optimiertes Diabetesmanagement: vor dem Essen, nach dem Essen, generelle Markierung

Alarm- und Timerfunktion

Blutmengenkontrolle: Messung nur bei ausreichend großer Blutprobe

Hämatokrit-Korrektur

Starter Set: 3 in 1 Messgerät, AST-Kappe, 5 Lanzetten, 5 Teststreifen (einzeln verpackt), USB-Abdeckung, Etui, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung, Blutzucker-Tagebuch

Ketone Warnung

GlucMemory Software in Deutsch und Englisch (bereits installiert);  
Einfache Ergebnis- und Trendübersicht im Zielkorridor

Inklusive „beurer HealthManager“ App zum Download

HealthManager Software zum Gratis-Download unter:  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com) > SERVICE > Download

Zur Eigenanwendung geeignet

Erforderliche Blutmenge: 0,6 Mikroliter

Messdauer: ca. 5 Sekunden

Codefree

Messwertspeicher für 480 Messwerte mit Datum, Zeit

Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage für  
- alle Messwerte - markierte Werte

Blutprobe: frisches Vollblut (kapillär) oder venöses Vollblut

Plasma kalibriert

AST-Messung (z.B. am Arm) möglich

Messbereich: 1,1 - 35,0 mmol/L

Erfüllt die EN ISO 15197:2015 vollumfänglich  
(verpflichtend seit Mai 2016)

Abschaltautomatik

Produktmaße (L/H/T): 123 x 29 x 16 mm

Produktgewicht: 36 g

Lithium-Ionen-Akku

Aufbewahrung/Transport:	Temperatur:	Rel. Luftfeuchtigkeit
Gerät:	-10°C bis +65°C	< 90 %
Teststreifen:	+ 2°C bis +30°C	< 90 %
Betrieb:	+ 10°C bis +40°C	< 90 %

Medizinprodukt, 3 Jahre Garantie

© PZN: 10985238

VE: 5 / Transportkarton: 4 x 5

EAN-Nr.: 4211125 463267  
Art.-Nr.: 463.26



\* Geprüfte Online-Applikation Beurer HealthManager Cloud

## GL 50 evo mmol/L Blood Glucose Monitoring System

Electronic diary available as an app and on PC

Plain text display with self-explanatory user guidance  
(German, English, French, Spanish, Italian, Turkish)

Easy-to-use: wide test strips, simple measurement marking enables optimised diabetes management: before eating, after eating, general marking

Alarm and timer function

Blood volume check: measurement only possible with sufficient sample of blood

Haematocrit correction

Starter set: 3-in-1 monitor, AST cap, 5 lancets, 5 test strips (individually packed), USB cover, pouch, instructions for use, brief instructions, blood glucose diary

Ketone warning

GlucMemory software in German and English (pre-installed);  
Simple overview of results and trends in target range

Inclusive "beurer HealthManager" App for downloading

HealthManager software download for free under:  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com) > SERVICE > Download

Suitable for self-testing

Only 0.6 µl of blood necessary

Period of measurement: approx. 5 seconds

Codefree

480 stored results with date, time

Average value calculation for 7, 14, 30 or 90 days for  
- all measurements - marked values

Blood sample: fresh whole blood (capillary) or venous whole blood

Plasma calibrated

AST (e.g. taking blood from arm) possible

Measurement range: 1.1 - 35.0 mmol/L

Complies with EN ISO 15197:2015 in its entirety  
(obligatory since Mai 2016)

Automatic switch off

Product measurements (L/H/D): 123 x 29 x 16 mm

Product weight: 36 g

Lithium-ion rechargeable battery

Storage/Transport:	Temperature:	Rel. humidity:
Unit:	-10°C to +65°C	< 90 %
Test stripes:	+ 2°C to +30°C	< 90 %
Operating:	+10°C to +40°C	< 90 %

Medical product, 3 year guarantee


Sales unit: 5 / Shipping carton: 4 x 5

EAN no.: 4211125 463267  
Item no.: 463.26



\* Audited online application Beurer HealthManager cloud

## ELEKTRONISCHES TAGEBUCH VIA APP UND PC-SOFTWARE ELECTRONIC DIARY AVAILABLE AS AN APP AND ON PC



Übertragung per USB und optionalem Bluetooth®/NFC Adapter

Transfer using USB and optional Bluetooth®/NFC adapter

Plug-in-USB

Bluetooth® Adapter

NFC Adapter

Bluetooth® Adapter	VE: 20 / Transportkarton: 5 x 20	
	EAN-Nr.:	Art.-Nr.:
	4211125 463281	463.28

Sales unit: 20 / Shipping carton: 5 x 20	
EAN no.:	Item no.:
4211125 463281	463.28

NFC Adapter	VE: 20 / Transportkarton: 5 x 20	
	EAN-Nr.:	Art.-Nr.:
	4211125 46329 8	463.29

Sales unit: 20 / Shipping carton: 5 x 20	
EAN no.:	Item no.:
4211125 46329 8	463.29



Liste der unterstützten Smartphones  
List of supported smartphones



Ø 7 Tage 23,4 mmol/L	☐	☐ keine Markierung
Ø 14 Tage 13,4 mmol/L	☐	☐ Vor der Mahlzeit
Ø 30 Tage 6,3 mmol/L	☐	☐ Nach der Mahlzeit
Ø 90 Tage 5,3 mmol/L	☐	☐ allg. Markierung

Klartext-Display - Benutzerführung in 6 Sprachen  
Plain text display - user guidance in 6 languages