


beurer app quick start guide

BF600



- D Batterien einlegen (2xAAA, 1,5V)
- GB Insert batteries (2 x AAA, 1.5V)
- F Insérez les piles (2 x AAA, 1,5V)
- E Colocar las pilas (2 pilas AAA de 1,5V)
- I Inserimento delle batterie (2 AAA da 1,5V)



- „beurer HealthManager“ aus dem Apple App Store oder Google Play installieren
- Install “beurer HealthManager” from the Apple App Store or Google Play
- Installer l'application « beurer HealthManager » disponible sur l'App Store ou sur Google Play
- Instalar “beurer HealthManager” del Apple App Store o de Google Play
- Installare “beurer HealthManager” dall'Apple App Store o da Google Play



- D App starten und den Anweisungen folgen
- GB Start the app and follow the instructions
- F Démarrez l'application et suivre les instructions
- E Iniciar la aplicación y seguir las instrucciones
- I Avviare la app e seguire le istruzioni



- Nach Aufforderung der App die Benutzerzuordnung durchführen
- Assign the user when requested to do so by the app
- Affectez les utilisateurs à la demande de l'application
- Cuando la aplicación lo solicite, realizar la asignación de usuario
- Quando richiesto, eseguire l'assegnazione degli utenti



- D Die Waage kann auch ohne App betrieben werden, siehe Kapitel 7 in der Gebrauchsanweisung
- GB The scale can also be operated without the app, see chapter 7 in the instructions for use
- F Le pèse-personne peut également être utilisé sans l'application, cf. chapitre 7 du mode d'emploi
- E La báscula puede utilizarse también sin la aplicación, ver el capítulo 7 de las instrucciones de uso
- I La bilancia può anche essere utilizzata senza app, vedere il capitolo 7 nelle istruzioni per l'uso



beurer app quick start guide

BF600

1

- TR** Pilleri takın (2 x AAA, 1,5V)
- RUS** Установка батареек (2 шт. x тип AAA, 1,5В)
- PL** Włóż baterie (2 x AAA, 1,5V)
- NL** Batterijen plaatsen (2 x AAA, 1,5V)
- P** Colocar as pilhas (2 x tipo AAA, de 1,5V)
- GR** Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2 x AAA, 1,5V)
- DK** Isætning af batterier (2 x AAA, 1,5V)
- S** Sätta i batterier (2 st. AAA, 1,5V)
- N** Sett inn batteriene (2 x AAA, 1,5V)
- FI** Aseta paristot (2 x AAA, 1,5V)
- CZ** Vložte baterie (2 x 1,5V typu AAA)
- SKD** Vstavite baterije (2 x AAA, 1,5V)
- H** Helyezze be az elemeket (2 x AAA, 1,5V)
- RO** Introducerea bateriilor (2 x AAA, 1,5V)

2

- Apple App Store veya Google Play sitesinden "beurer HealthManager" uygulamasını yükleyin
- Установите приложение «beurer HealthManager» из Apple App Store или Google Play.
- Zainstalować aplikację „beurer HealthManager” ze sklepu Apple App Store lub Google Play
- Download en installeer "beurer HealthManager" vanuit de Apple App Store of de Google Play Store
- Instale a app "beurer HealthManager" da Apple App Store ou da Google Play
- Εγκαταστήστε το «beurer HealthManager» από το Apple App Store ή το Google Play
- Installation af "beurer HealthManager" fra Apple App Store eller Google Play
- Installera "beurer HealthManager" från Apple App Store eller Google Play
- Installere "beurer HealthManager" fra Apple App Store eller Google Play
- Lataa "beurer HealthManager" -sovellus Applen App Storesta tai Googlen Play Storesta
- Instalujte aplikaci „beurer HealthManager“ z Apple App Store nebo Google Play
- Namestite aplikacijo »Beurer HealthManager«, ki jo lahko prenesete iz trgovine Apple App Store ali Google Play
- Telepítse a „beurer HealthManager” alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Playről
- Instalați „beurer HealthManager” din Apple App Store sau Google Play

3

- TR** Uygulamayı başlatın ve talimatlara uyun
- RUS** Запустите приложение и следуйте указаниям
- PL** Włącz aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami
- NL** App openen en de aanwijzingen opvolgen
- P** Executar a aplicação e seguir as instruções
- GR** Εκκινήστε το App και ακολουθήστε τις οδηγίες
- DK** Start app'en, og følg instruktionerne
- S** Starta appen och följ anvisningarna
- N** Start appen og følg anvisningene
- FI** Käynnistä sovellus ja noudata ohjeita
- CZ** Spusťte aplikaci a postupujte podle príslušných pokynů
- SKD** Zaženite aplikacijo in upoštevajte navodila
- H** Indítsa el az alkalmazást és kövesse az utasításokat
- RO** Inițializați App și urmați instrucțiunile

4

- Uygulamayı açtıktan sonra kullanıcı ataması gerçekleştirin
- Когда в приложении появится соответствующий запрос, проведите процедуру согласно правилам пользования
- Po wyświetleniu monitu przez aplikację przyporządkuj użytkownika
- Zodra de app hierom vraagt de gebruikers toewijzen
- Quando a aplicação o solicitar, efetuar a atribuição do utilizador
- Μόλις ζητηθεί από το App καθορίστε χρήστη
- Gennemfør brugertilknævning, når app'en beder om det
- Genomför en användartilldelning när du uppmanas till det i appen
- Foretá brukertilordning når du blir bedt om dette i appen
- Määritä käyttäjä sovelluksen näin kehottaessa
- Po výzvě aplikace přiřadte uživatele
- Na zahtevo aplikacije izvedite opredelitev uporabnika
- Amikor az alkalmazás kéri, végezze el a felhasználó hozzáadását.
- În urma solicitării transmise de App, efectuați repartizarea utilizatorului

i

- TR** Terazı uygulama olmadan da kullanılabilir; bkz. Kullanım Kılavuzu, Bölüm 7
- RUS** Весы можно использовать без приложения, см. главу 7 в инструкции по применению
- PL** Waga może zostać również uruchomiona bez aplikacji, patrz rozdział 7 w instrukcji obsługi
- NL** De weegschaal kan ook zonder app worden gebruikt, zie hoofdstuk 7 in de gebruiksaanwijzing
- P** A balança também pode ser usada sem a app, consulte o capítulo 7 das instruções de uso
- GR** Η ζυγαριά μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς App, βλέπε κεφάλαιο 7 στις οδηγίες χρήσης
- DK** Vægten kan også bruges uden appen. Se kapitel 7 i brugervejledningen
- S** Vågen kan även användas utan app, se avsnitt 7 i bruksanvisningen
- N** Vekten kan også brukes uten appen, se kapittel 7 i bruksanvisningen
- FI** Vaakaa voi käyttää myös ilman sovellusta. Katso käyttöohjeen kohta 7
- CZ** Váhu můžete používat i bez aplikace, viz kapitola 7. v návodu k použití
- SKD** Tehtnica lahko deluje tudi brez aplikacije, v navodilih za uporabo glejte 7. poglavje
- H** A mérleg alkalmazás nélkül is használható, lásd a használati útmutató 7. fejezetét
- RO** Cântarul poate fi utilizat și fără aplicație, consultați capitolul 7 din instrucțiunile de utilizare

Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm, Germany

www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com
www.beurer-healthguide.com



Liste der unterstützten Smartphones/Tablets
List of supported smartphones/tablets

711.901 - 0617